

## COVID-19: Änderung Öffnungszeiten der Apotheke

Durch die Corona-Krise ist es nun für Apotheken möglich, die Öffnungszeiten anzupassen. Sie dürfen unter der Woche länger geöffnet haben und auch am Sonntag öffnen. Einige [Bundesländer](#) haben auch bereits die Mindestöffnungszeiten von Apotheken reduziert. Bei Bedarf können die Öffnungszeiten ohne Antrag auf die Mindestöffnungszeiten reduziert werden. Wenn auch diese Mindestöffnungszeiten nicht mehr gewährleistet werden können, z. B. aufgrund erkrankter Mitarbeiter, ist ein Antrag auf weitere Verkürzung beim LAGeSo (Landesamt für Gesundheit und Soziales) zu stellen. Die Notdienstpläne bleiben hiervon unbeeinträchtigt.

**Wichtig:** Wenn Sie die Öffnungszeiten in Ihrer Apotheke ändern oder die Apotheke vorübergehend schließen müssen, hinterlegen Sie dies bitte auch in IXOS.

Die in IXOS hinterlegten Öffnungs- und Schließzeiten der Apotheke steuern automatische Software-Updates und werden im Rahmen des konfigurierbaren automatischen Energiesparens genutzt, um die Kassen- und Nebenarbeitsplätze zeitgesteuert herunter- und wieder hochzufahren.

Wenn Sie die apoTV Notdienstanzeige nutzen, so steuern die eingetragenen Öffnungszeiten auch die Notdienstanzeige auf Ihrem apoTV Bildschirm.

Um zu verhindern, dass die Kassen- und Nebenarbeitsplätze unerwartet herunterfahren oder während des laufenden Betriebs Software-Updates installiert werden, tragen Sie bitte geänderte Öffnungszeiten Ihrer Apotheke im IXOS Firmenstamm ein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Öffnungszeiten bzw. Schließungszeiten in IXOS zu ändern:

1. Öffnen Sie im Menü **Systempflege** das Modul **Firmenstamm**.
2. Wechseln Sie auf die Seite **Öffnungszeiten** und tragen Sie die aktuellen Öffnungszeiten oder Schließungszeiten ein.

The screenshot shows the 'Firmenstamm' application window. The main content area is titled 'Öffnungszeiten' for 'Burg Apotheke'. It features a sidebar on the left with navigation options like 'Stammdaten', 'Finanzen', 'Rechenzentrum', 'securPharm', 'Logos', 'Öffnungszeiten' (selected), 'Anschriften', 'Kundendisplay', 'Kommunikation', 'MMR und BI-Portal', 'Connect-Impressum', 'Laufende Nummern', 'MEP24web', 'DMS', and 'E-Datenaustausch'. The main area is divided into 'Regelöffnungszeiten' and 'Davon abweichend gilt an'. The 'Regelöffnungszeiten' table lists days of the week with corresponding opening and closing times in a grid format. The 'Davon abweichend gilt an' section includes specific dates like 'Rosenmontag', 'Faschingsdienstag', 'Heiligabend', and 'Silvester' with their respective opening and closing times. To the right, there is a 'Schließungszeiten' section with a table for 'von' and 'bis' dates, showing '14.02.2016' to '15.02.2016' and a 'Neuer Eintrag' button. At the bottom, there are keyboard shortcuts for 'Strg Speichern' and 'Alt F1'.

3. Speichern Sie Ihre Eingabe mit **Speichern – F1**.