



Kassennachschau, TSE-Daten und Meldepflicht

Die Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) schreibt Standards zur Verhinderung von Manipulationen an Registrierkassen verbindlich vor. Zum Schutz vor Manipulation dient die Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) an Ihrem IXOS-System.



Die Einhaltung dieser Standards kann von autorisierten Prüfern jederzeit unangemeldet

überprüft werden. Um für die so genannten **Kassennachschau** gerüstet zu sein und diese im Apothekenbetrieb schnell und problemlos zu absolvieren, möchten wir Ihnen in diesem Artikel zeigen, wo Sie die dazu benötigten Daten finden und bereitstellen können.

Ebenfalls vorgeschrieben wurde eine **Meldepflicht** für alle Aufzeichnungssysteme (Kassen). Seit Anfang 2025 ist die Meldung der TSE und der Aufzeichnungssysteme direkt an das Finanzamt digital über ein Online-Formular bei "Mein ELSTER" möglich.

In IXOS können Sie eine XML-Datei für Ihr IXOS-System erzeugen und im ELSTER-Online-Formular hochladen.



Die Meldepflicht beginnt ab 01.07.2025 mit einer Nachmeldefrist von einem Monat. Ab diesem Zeitpunkt muss auch bei einer neu angeschafften Kasse oder einer neuen TSE eine Meldung innerhalb eines Monats erfolgen.

Meldepflicht für elektronische Kassensysteme

Für die Meldung der Kassensysteme an das Finanzamt wurde ein digitaler Weg über das <u>ELSTER-Portal</u> geschaffen. IXOS unterstützt Sie mit der Erstellung einer XML-Datei, die alle relevanten Daten zu Ihrem IXOS-Kassensystem (Kassen und Nebenarbeitsplätze) enthält. Diese Datei können Sie im ELSTER-Portal hochladen – dies erspart Ihnen viel Zeit und Aufwand beim Ausfüllen der Formulare zur Meldung der Kassensysteme.

Die Funktion zum ELSTER-Export finden Sie im Modul GDPdU/Kassen-Nachschau (Menü Büro).

🧉 🐨 🔒 🧯 🎙	🦹 🙀 🛍 🖳	
Kasse	🕐 Cockpit	
Normal 0.00 € Re:	Reports	0.00 € arünes Rp.
	🔰 🥥 MMR-Übersicht	grander grander op
	🚪 🔝 Auswertungen	
Kunde	🗓 DMS - Dokumentenmanageme	nt
Status	🗊 Dokumentationsverwaltung	
NL Artik	elbez 🔁 DATEV	DAR
0,00	GDPdU und Kassen-Nachschau	`
	🚳 Kassenbuch	





Wechseln Sie dort auf die Seite Kassen-Nachschau und wählen Sie Einstellungen – Alt+F12. In den Einstellungen wählen Sie ELSTER-Daten exportieren – F12.

Ş	GDPdU und Kas	sen-Nachschau	> TSE-Eins	tellung						AA	ß	ß	<u>_</u>	? @) 4	×
Arbe	tsplätze ohne 1	rse-Zuordnung	9													
Arbe	itsplatz		Seriennumme	er				Betriebsbeginn								
Tec	nischo Sishorh	oitcoinrichtung	non (TSE)													
l lui		ensemmentung						0.111								
Nr.	Tost	50	eriennummer		8330647761640			18 03 20	beginn 25		Be	etriebs	ende			
<u> </u>	IESI	Di	0101010101012710	JEC4DAE3D0D	.0550047701045			10.03.20	23							
	TSE-Informati	ionen Zugeor	dnete Arbeits	plätze Proto	oll											
	Gesamtzustar	id		In Ordr	ung											
	Zertifikat	gültig bis		08.07.2	025											
	Zustand	interner Speich	er	In Ordr	ung											
	Verbleibe	ende Signature	n	429496	295											
	Anzahl zugeo	rdneter Arbeits	plätze	61 Noc	h mögliche Arb	eitsplätze 204	4									
	Seriennumme	er	D01	6EC78E27E6EC	4DAE9B0B2833	06477616492										
	Zertifikats ID		Pha	rmatechnik Te	tZertifikat											
<u>v</u>																
tai																
Ľ۵																
														_		
Strg		TSE	Neue	TSE-Betrieb					Datenblatt	Ei	ntrag				ELSTER-	Daten
Alt		anzeigen F2	FSE FS	beenden F4			F7		drucken F9	hinz	utüger F10	ſ			export F1	ieren 2
		14	1.2	1.4					~ * *							_

Sie erhalten eine Meldung über den erfolgreichen Export der Datei.

()	Der ELSTER-Datenexport wurde erfolgreich durchgeführt und im Apothekenverzeichnis unter ELSTER-Datenexport\Aufzeichnungsysteme146a_250508_121411.xml abgelegt. Laden Sie diese XML-Datei im Online-Meldeformular bei 'Mein ELSTER' hoch.
	ОК

Die exportierte Datei wird im Apothekenverzeichnis unter **ELSTER-Datenexport** unter dem Namen "Aufzeichnungsysteme146a_<YYmmDD_HHMMSS>.xml" abgelegt.

Bei der Meldung Ihrer Aufzeichnungssysteme über "Mein ELSTER" können Sie diese XML-Datei in das Online-Formular hochladen, um die Formularfelder passend vorzubelegen.



Bitte achten Sie darauf, das Formular zur Kassenmeldung vollständig auszufüllen – neben den technischen Daten zu den Kassensystemen aus IXOS sind weitere Angaben (z. B. zum Steuerpflichtigen) erforderlich.

Das Finanzministerium stellt ein <u>PDF-Dokument</u> mit Hinweisen zum Ausfüllen bereit.





Sobald Sie eine Aktion durchführen, die eine Meldung der betreffenden Kassensysteme an das Finanzamt erfordert, wird automatisch eine Notes-Aufgabe erzeugt, die Sie auf die vorzunehmende Meldung an das Finanzamt hinweist.

Meldungsrelevante Aktionen sind die An- oder Abmeldung einer TSE, die Zuteilung eines Aufzeichnungssystems zur TSE sowie die Trennung eines Aufzeichnungssystems von der TSE.

QR-Code auf dem Kassenbon

Nach den Vorgaben der KassenSichV sind auf dem Kassenbon Angaben zur Absicherung der Buchungsdaten aufzudrucken. Diese enthalten technische Angaben der TSE und bestehen meist aus 7 – 10 Textzeilen. Alternativ dazu können Sie auch einen QR-Code, der diese Daten enthält, auf den Kassenbon drucken. Dies ist optional – für den Kassenprüfer genügen die im Klartext auf dem Bon aufgedruckten Informationen, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Der QR-Code auf dem Bon kann es dem Prüfer jedoch ermöglichen, eine vereinfachte Kassennachschau durchzuführen, die unbemerkt von der Apotheke abläuft und damit auch nicht ins Tagesgeschäft eingreift. Deshalb kann es von Vorteil sein, den QR-Code-Druck zu aktivieren.

Bei Bedarf lässt sich ein Bon auch nachträglich mit QR-Code nachdrucken. Sobald Sie den QR-Code-Druck aktiviert haben, wird der Code nicht nur bei zukünftigen Bons, sondern auch beim Bon-Nachdruck mit ausgegeben.

Die Einstellung dazu finden Sie im Modul Druckformulare (Menü Systempflege).



Markieren Sie das Druckformular Kassenbon und wählen Sie Konfigurieren – F8.

Im Fenster Kassenbon konfigurieren aktivieren Sie den Eintrag **QR-Code für Kassennachschau drucken** und bestätigen mit **OK – F12**.





Uruckformulare > Kassenbon konfigurieren				ſ L	. 🖵 ? (0 & ×
Suchbegriff bon	Auswahl	Aktive •	Format Alle	•		
Botendienst Kassenbon konfigurieren Botenbon						
Botenemp Titel		Freitext			-	
Packuste a Zusatzbor Faktura Liefersche	position drucken					
Kasse Abholsche Allgemeir Anwendu						
Austumpe Erinnerun Kassenbo Kreditsche Decration						
Stormbol Summent Summent Summent	nau drucken					
- Wertgutso - Zusatzdat Bedienerhinweistext - ec-Händle		Sie wurden beraten von			E	
Konfiguriert PHARMATE	en				-	
Details				OK Ab F12	brechen Esc	
Strg Suchen L	Löschen Bearbeiten F4 F5	Kopieren F7	Konfigurieren Standard setzen F8 F9	Druck- einstellungen F10	Bezeichnung ändern F11	

Der QR-Code wird nun statt der TSE-Daten-Textzeilen auf jeden Kassenbon gedruckt.

Kassennachschau

Seit 01.01.2020 gibt es ein neues standardisiertes Datenformat (DSFinV-K) für die Kassennachschau. Die benötigten Daten in diesem Format können Sie in IXOS jederzeit leicht erzeugen und exportieren, falls ein Prüfer diese einsehen möchte.

Starten Sie im Menü Büro das Modul GDPdU und Kassen-Nachschau.

🛫 🐭 🔒 🗯 👀	💺 🖲 🦉	
I Kasse	O Cockpit	L C
Normal 0,00 € Rezep	Reports),00 € grünes Rp. 0,00 € Total
	Auswertungen	
Kunde	🕦 DMS - Dokumentenmanagement	
Status	Dokumentationsverwaltung	
NL Arti	k 🔁 DATEV	R Einheit Mg Abg VK
0,00	GDPdU und Kassen-Nachschau	

Auf der Seite Kassen-Nachschau geben Sie den Exportzeitraum und ein selbst gewähltes Passwort an, welches Sie bitte gesondert aufbewahren. Wählen Sie Daten exportieren – F12.





GDPdU und Kassen-Na	schschau	AA	ß	<u> </u>	-	?	C	장	×
<u>G</u> DPdU	Datenexport für Kassen-Nachschau nach DSFinV-K								
<u>K</u> assen-Nachschau (TSE-Tar	Exportzeitraum Zeitraum von 08.05.2024 - bis einschließlich 08.05.2024 -								
	Verschlüsselung								
Strg Alt	Drucken F9						e	Dater portie F12	n ren

Sie erhalten eine Meldung zum erfolgreichen Export der Daten.

1	Der Kassen-Nachschau-Datenexport (DSFinV-K) wurde erfolgreich durchgeführt. Bitte notieren Sie das Passwort und verwahren es getrennt von den Exportdaten.
	ОК

Die Daten zur Kassennachschau werden als gepackte Datei Kassen-Nachschau-DSFinV.7z in das Apothekenverzeichnis unter Kassen-Nachschau_Export in einen Ordner Kassen-Nachschau_DSFinV_Export<Jahreszahl_Monat_Tag> auf Ihre Festplatte geschrieben. Zusätzlich enthält dieses Verzeichnis das Begleitdokument für den Steuerprüfer.

Damit haben Sie die Daten zur Kassennachschau im DSFinV-K-Format exportiert.

TSE-Daten in IXOS

Für den Fall, dass ein Prüfer die TSE und dazugehörige Daten sehen möchte, sind Sie mit IXOS ebenfalls bestens gerüstet.

Die TSE ist die in der Kassensicherungsverordnung vorgeschriebene Sicherheitseinrichtung und ist für die Erstellung der Signatur und für die Speicherung des Journals zuständig. Die TSE zeichnet jeden relevanten Vorgang auf. Die aufgezeichneten Daten werden kryptographisch signiert. Dank dieser Signaturen kann zu jedem Zeitpunkt festgestellt werden, dass die vorhandenen Daten nicht verändert wurden.





Die Seriennummer sowie die Gültigkeitsdauer Ihrer TSE können Sie in IXOS ebenfalls im Modul **GDPdU** und Kassen-Nachschau (Menü Büro) einsehen.

Navigieren Sie auf die Seite Kassen-Nachschau und wählen Sie Einstellungen – Alt+F12.

GDPdU und Kassen-Na	achschau	Þ	8	_	?	03	×
<u>G</u> DPdU	Datenexport für Kassen-Nachschau nach DSFinV-K						
Kassen-Nachschau	Exportzeitraum Zeitraum von 05.05.2022						
T2E-191	Verschlüsselung						
	Passwort (bitte notieren und getrennt von den Daten aufbewahren)						
- Oplinabilfa			_			Finstel	lungan
Alt Alt+F1						Alt	F12

Es öffnet sich das Fenster **TSE-Einstellung**, in dem Sie alle Informationen zu Ihrer TSE finden können. Die Informationen können Sie dann bei Bedarf als Datenblatt für den Prüfer ausdrucken. Nutzen Sie dafür die Funktion **Datenblatt drucken – F9**.

Der Ausdruck enthält Angaben zum Inhaber und zur Betriebsstätte, zur aktiven TSE sowie zu den elektronischen Aufzeichnungssystemen.

Y	GDPdU und Kassen-Nachschau > TSE-Einstellung						ß	1	?	e	4	×
Arbei	rbeitsplätze ohne TSE-Zuordnung											
Arbe	itsplatz Serie	nnummer			Betriebsbeginn							
Teci	hnische Sicherheitseinrichtungen (TSE)										
Nr.	Typ Serienr	nummer			Betriebsbeginn		Betr	iebsende				
2	Test D016E0	C78E27E6EC4DAE9B0B2833	0647761649		18.03.2025							
	<u>ISE-Informationen</u> <u>Zugeordnete</u>	e Arbeitsplätze Protokoll										
	Gesamtzustand	In Ordnung										
	Zertifikat gültig bis	08.07.2025										
	Zustand interner Speicher	In Ordnung										
	🧿 Verbleibende Signaturen	4294967295										
	Anzahl zugeordneter Arbeitsplätz	e 61 Noch m	ögliche Arbeitsplätze	204								
	Seriennummer	D016EC78E27E6EC4DA	E9B0B2833064776164	92								
	Zertifikats ID	Pharmatechnik TestZer	tifikat									
N	u l											
tai												
Ľ۵												
											_	
Strg	TSE	Neue TSE-Betrieb			Datenblatt	Ei	ntrag			ELS	TER-D	aten
Alt	anzeigen F2	TSE beenden		F7	drucken	hinz				e)	portie F12	en
					12							