



## Lagerorte einrichten

Bei täglich benötigten Artikeln, für Saisonbedarfs-Einkäufe zu günstigen Konditionen, aber auch in Zeiten mangelnder Lieferbarkeit vieler Arzneimittel kann es sinnvoll sein, größere Vorräte bestimmter Artikel in der Apotheke verfügbar zu haben.



Je nach Apothekengröße, Räumlichkeiten und Mobiliar müssen manche Artikel dann an zwei oder mehr verschiedenen Lagerorten untergebracht werden.

IXOS hilft Ihnen dabei, bei der Verwaltung auch größerer Artikelmengen nicht den Überblick zu verlieren. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie verschiedene Lagerorte einrichten und Artikeln zuordnen können.

## Lagerorte verwalten

In IXOS sind bereits diverse verschiedene Lagerorte vordefiniert. Zusätzlich können Sie eigene Lagerorte anlegen, um die in Ihrer Apotheke vorhandene Lagerstruktur abzubilden. Gut gepflegte Lagerorte sind nicht nur für die Übervorratsverwaltung von Nutzen, sondern können Ihnen auch dabei helfen, neu an Lager genommene oder selten benötigte Artikel in der Apotheke schneller aufzufinden.

Image: Defendence
Image: Defendence

Image: Defendence</t

Öffnen Sie im Menü Systempflege das Modul Lagerorte.

Hier sehen Sie die bisher vorhandene Lagerstruktur. Eine Grundstruktur mit vordefinierten Lagerorten ist in IXOS bereits standardmäßig vorhanden – diese können Sie beliebig erweitern.

Um im Beispiel in der Kategorie "Lager" einen neuen Lagerort anzulegen, markieren Sie die Kategorie und wählen Sie **Neu – F3**. Geben Sie eine sinnvolle Bezeichnung ein und wählen Sie aus, ob es sich um einen Haupt- oder Übervorratslagerort handelt.

Ihnen wird ein Standard-Icon für den neuen Lagerort vorgeschlagen – entsprechend der Zuordnung des neuen Lagerortes zur bisher vorhandenen Lagerstruktur. Mit **Icon zuordnen – F5** können Sie dieses Icon anpassen.

gerortverwaltung <u>A</u> uff Lagerortverwaltun	Illisten	 					
Lagerortverwaltun	9						 
Lagerstruktur							
					Verkauf	sorte	
■ Blue Wand	ger nat	Neuer Lageron Neuer Lage Bezeichr Icon zuordnen F5	rt erort Typ Übervorr Icon 👼 OK F12	m atslagerort Abbrecher Esc		KAS002 KAS003 KAS004 KAS005 KAS100 KAS101 KAS102 KAS103 KAS104 KAS105 KAS106 KAS107 KAS106 KAS107 KAS110 KAS111 KAS112 KAS113 KAS114 KAS115 KAS116 KAS116	E

Im Fenster **Icon zuordnen** stehen Ihnen zahlreiche Icons mit unterschiedlicher Farbgebung zur Verfügung, um die Lagerstruktur Ihrer Apotheke individuell abzubilden.

Wählen Sie ein passendes Icon für Ihren neuen Lagerort und bestätigen Sie mit **OK – F12**.

lcon zuordnen	
+ E Kommissionierautomat	
Rezeptur	
E Sichtwahl	
Eigenes Lager 1	
🕀 🗸 Eigenes Lager 2	
🕀 🗸 Eigenes Lager 3	
🗈 📇 Eigenes Lager 4	
🖻 📇 Eigenes Lager 5	
- 🗒 Eigenes Lager 5 dunkelblau	
Eigenes Lager 5 dunkelgrün	
Eigenes Lager 5 dunkelrot	
Eigenes Lager 5 gelb	=
Eigenes Lager 5 hellblau	
Eigenes Lager 5 hellgrün	
Eigenes Lager 5 lila	
Eigenes Lager 5 pink	
Eigenes Lager 5 rot	
📕 🛃 Eigenes Lager 5 türkis	
🗈 📑 KS-Kühlabteil	
	OK Abbrechen
	Abbrechen
	F12 Esc





Das gewählte Icon ist nun im Fenster **Neuer Lagerort** sichtbar. Bestätigen Sie die Anlage des Lagerortes mit **OK – F12**.

Neuer Lagerort		2
Neuer Lagerort		
Bezeichnung	Lagerraum	
Тур	Übervorratslage	erort 🝷
lcon	<b>4</b>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	01	
zuordnen	OK	Abbrechen
F5	F12	Esc

Der Übervorratslagerort "Lagerraum" ist damit angelegt und erscheint in der Lagerstruktur.



Per Drag&Drop (durch Ziehen mit gedrückter linker Maustaste) können Sie Lagerorte innerhalb der Struktur frei verschieben, falls gewünscht. Mit **Bearbeiten – F5** können Sie selbst angelegte Lagerorte nachträglich verändern, mit **Löschen – F4** können Sie sie wieder entfernen. Sie können auch eine neue oberste Ebene erstellen, nutzen Sie dazu die Funktion **Neues Hauptlager – Strg+F3**.





Im rechten Teil des Fensters können Sie optional einem Lagerort bestimmte Arbeitsplätze zuweisen. Dies ist nur erforderlich, wenn Sie mit Auffüllisten in der Übervorratsverwaltung arbeiten möchten, Artikel mit mehr als einem Hauptlagerort führen und zum Auffüllen die benötigte Artikelmenge pro Lagerort wissen möchten. So kann es z. B. in einer weitläufigen Offizin sinnvoll sein, gängige Artikel in mehreren Sichtwahl-Regalen unterzubringen, so dass sie von verschiedenen Arbeitsplätzen aus schnell erreichbar sind.

Beim Verkauf eines Artikels mit mehreren Hauptlagerorten von einem zugeordneten Arbeitsplatz aus wird dann der Bestand automatisch am zutreffenden Hauptlagerort angepasst.

Markieren Sie dazu den gewünschten Lagerort, setzen Sie die entsprechenden Häkchen bei den gewünschten Arbeitsplätzen und bestätigen Sie mit **Speichern – F1**.



## Lagerorte zuweisen

Zum schnellen Auffinden aller vorrätigen Artikel im Arbeitsalltag und zur Umsetzung einer effizienten Übervorratsverwaltung ist es empfehlenswert, allen Lagerartikeln zutreffende Lagerorte zuzuordnen.

Öffnen Sie dazu die Artikelverwaltung, wählen Sie den gewünschten Artikel aus und öffnen Sie die Details – F8.

Auf der Seite Lagerdaten wählen Sie im Feld Lagerort den Browse-Button - aus.





N.	Artikelsuche > .	Artikeldaten									6	1 🖓 ?	0 & ×
	Artikelbezeichnun	ig			DAR Ein	heit	NP	PZN	Status	Verfal	Bestand	Res.Mg	▲ 77
	VOLTAREN Schm	nerzgel		i	GEL 60	9	N1	004585	D3 POS	03.20	23 11		99
<u>A</u> BDA-	-Basisinfo	Lagerda	aten										
A <u>B</u> DA-	-Abgabeinfo	Sta	tus/Statusdatum	POS	08.01.	2005	Reserv Notd	rierte Meng ienstbestan	e d				
ABDA	-Ver <u>t</u> riebsinfo		Kurzcode				Bereitsc	haftsbestan	d				
AB <u>D</u> A-	Lagerinfo			Best	and Verfall		Bevorzug	t abzugebe	n 📃				
ABDA	- <u>Ä</u> nderungsinfo				1 03.2023 10 05.2023			Verfallartike Ladenhüte	el 📃 er 🗹 📃				
E <u>i</u> nkau	f / Retoure		GTIN/FAN				Da	uersortimer					
Einkau	ıf / An <u>g</u> ebote	Artil	kelklassifizierung	Kennzeicher	: LINDA 24/7 V	Ve	Di	ienstleistun	g 📕				
Vorkau	.¢						Auswer	tungsneutra	al				
Verkau							W	ertgutschei	n				
Bedarf	s <u>s</u> tatistik	Bliete	arinformationan										
Bestell	optimierung	Dist	Lohnblistern	Automatisch		- 3	Druc	ckeinstellun	g abweichen	d für diesen A	tikel 🔻 📖		
									1 Etik	ett(en) pro P	ackung 👻		
Preisge	estaltung												
<u>L</u> agerd	laten 🗸	_	Inventurwerte										
		Perm	lahrosinvontur	21.02.2020			N	lenge / Wei	rt1	2.02	pro Stuck		
Lagerij	nto F&P	Lag	erwertermittlung	30.06.2022	<b>i</b>		N	lenge / We	rt 11	3,92	pro Stück		
<u>R</u> abatt	vereinbarungen	209								5/52			
Strg	Speichern	Suchen	Neu	Löschen	Warenkorb	Info	A	BDA-DB	Anbieter	Etiketten	Status	Manuell	Übernehmen
Alt	F1	F2	F3	F4	F5	F6		F7	F8	drucken F9	F10	auffüllen F11	F12

Es öffnet sich das Fenster Lagerorte zuordnen.

Setzen Sie Häkchen in die zutreffenden Checkboxen.

Im Beispiel soll der Lagerort *Lagerraum* als **Übervorratslagerort** ergänzt werden. Bestätigen Sie mit **Speichern – F1**.

Artikeibezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	Status	Bestand	
OLTAREN SCHMERZGEL	GEL	60g	N1	00458503	GlaxoSmithKline Const	POS	11	
ucnbegriff	[	4						
ktivieren Sie die gewünschten Cheo	ckboxen, un	n dem Artil	kel dies	e Lagerorte zu	izuordnen.			
			Lag	erorteigensc	haften			
Lager					Typ Übervorratslageror	t	•	
🖻 📑 Hauptalphabet					Typ oberronausageron			
🗌 🗸 Verbandstofflager								
— 🔲 Kühlraum								
Kühlschrank								
Kommissionierautomat								
Rezeptur								
Rezeptur								
Rezeptur     Sichtwahl     Blaue Wand     Rote Wand			L					
Rezeptur Sichtwahl Baue Wand Rote Wand			w.					
Rezeptur Contention Blaue Wand Rote Wand		-	alls					
Rezeptur Sichtwahl Blaue Wand Rote Wand		<del>.</del>	Details					
Rezeptur Sichtwahl Blaue Wand Rote Wand		- - -	Details					
Peichern Suchen Lage	rorte	Bestand	Details	lanuell		ОК	Abbrechei	





Für Hauptlagerorte, wie im Beispiel die Sichtwahl, können Sie eine **Kapazität** festlegen und, falls gewünscht, ab wieviel abgegebenen Packungen **aufgefüllt** werden soll. Dies ist sinnvoll, wenn Sie mit Auffülllisten arbeiten möchten. Mehr zum Thema Auffülllisten lesen Sie im <u>Tipps&Tricks-Artikel</u> Auffülllisten.

Speichern Sie mit **Speichern – F1**.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	PZN	Anbieter	St	tatus	Bestand
OLTAREN SCHMERZGEL	GEL	60g	N1	00458503	GlaxoSmithKli	ne Conse P	os	11
uchbegriff		0						
ktivieren Sie die gewünschten Ch	eckboxen, ur	n dem Artik	el dies	e Lagerorte zu	zuordnen.			
			Lag	erorteigensch	aften			
Eager					Typ Hauptlage	rort		•
🖻 🔲 👼 Hauptalphabet				Кара	azität 8	Pck.		
🔤 🗮 Verbandstofflager				Vermutl. Bes	tand 8			
Kühlschrank				auffülle	en ab 4	abg. Pck.		
□ 🔄 Lagerraum (ÜV)			Ab	aben von die	sem Lagerort in	Auffüllliste	en	
					neu 0	Pck.		
Sichtwahl				ged	ruckt 0	Pck.		
Blaue Wand				Su	mme 0	Pck.		
			Ab	gaben von alle	en Lagerorten in	Auffüllliste	en	
				Ge	samt 0	Pck.		
				d	avon	keinem La	gerort zi	uordenbar
			8			1	-	
		i i						
peichern Suchen Lag	erorte	Bestand		lanuell		OK		Abbreche

Sie können mit Hilfe des Moduls **Reports** auch eine massenhafte Zuweisung von Lagerorten durchführen. Dort können Sie Artikel nach zahlreichen verschiedenen Kriterien suchen und filtern und dann allen ausgewählten Artikeln gesammelt die gewünschten Lagerorte zuweisen. Mehr zum Thema Reports finden Sie in der <u>IXOS Onlinehilfe</u>.