


## Pharmazeutische Hinweise an der Kasse



Die Beratung Ihrer Patienten zu allen Aspekten ihrer Arzneimitteltherapie ist die wohl wichtigste Dienstleistung Ihrer Apotheke und das beste Kundenbindungsinstrument. Egal ob ärztlich verordnete oder in der Selbstmedikation angewandte Arzneimittel: für eine wirksame und sichere Therapie ist das Wissen über die richtige Anwendung, Dosierung sowie mögliche Neben- und Wechselwirkungen von großer Bedeutung.


Um bei einer stets anwachsenden Menge von Wissen über altbekannte und neue Arzneistoffe den Überblick zu behalten und wichtige Informationen im Kundengespräch nicht zu vergessen, unterstützt Sie IXOS mit pharmazeutischen Hinweistexten an der Kasse. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Standardhinweisen aus der ABDA-Datenbank und den Dosierungsangaben und Zusatzinformationen aus den **Arzneimittelpromen nach Dr. Framm**, die Ihnen als kostenpflichtiges Zusatzmodul zur Verfügung stehen.

Sie finden die Einstellung zur Anzeige der pharmazeutischen Hinweise im Menü **Systempflege** in den **Systemeinstellungen**.




Wählen Sie dort im Menü **Verkauf** den Punkt **Kasse** aus.

Stellen Sie als **Gültigkeitsbereich** den gewünschten Arbeitsplatz ein. Auf der Seite **Hinweistexte** können Sie nun für die Anzeige pharmazeutischer Hinweise *Keine*, *ABDA-Standardhinweise* oder *Dosierung (nach Framm)* auswählen.



So erhalten Sie Hinweise zur Anwendung oder Dosierung in schriftlicher Form an der Kasse.

**Beispiel ABDA Standardhinweise:**



**Beispiel Arzneimittelprofile Dr. Framm:**

The screenshot shows a pharmacy software interface with a receipt for 'ASPIRIN 500MG UEBERZ TABL'. A red box highlights the 'Acetylsalicylsäure' profile information, which includes the following text: 'Acetylsalicylsäure: Als Analgetikum/Antipyretikum: Erw. u. Jgl.: ED: 500–1000 mg, TD: falls erforderlich bis 3000 mg; Kdr. 6–14 J.: ED 250–500 mg, TD 750–1500 mg. Zur Thrombozytenaggregationshemmung: 75–300 mg/d'. Below this, the interface shows 'Rohhertrag: 2,35 €', 'Anbieter: Bayer Vital GmbH', and 'Lagermenge: 2'. The bottom of the screen features a keyboard shortcut bar with keys F1 through F8.

💡 Sofern Sie über das Modul **Arzneimittelprofile nach Dr. Framm** verfügen, erscheinen über den konfigurierten Hinweistexten stets auch die Piktogramme der Framm-Arzneimittelprofile. Diese Piktogramme geben auf ersten Blick bereits nützliche Hinweise zur Anwendung. Mit einem Klick auf die Piktogramme erhalten Sie die ausführlichen Informationen des Framm-Arzneimittelprofils zum betreffenden Wirkstoff.

The screenshot shows the 'Arzneimittelprofile nach Dr. Framm' window. The 'Wirkstoff' field is set to 'Acetylsalicylsäure' and the 'Handelsname' is 'Aspirin 500mg'. The 'Arzneimittelprofil' section for 'Acetylsalicylsäure' includes the following information: 'Analgetikum, Antipyretikum, Thrombozytenaggregationshemmer'. Below this are four piktogramme: a glass, a cross, a woman, and a scale. The profile lists several contraindications (A, D, H, Kl., NW, WW) and interactions (A, D, H, Kl., NW, WW) with detailed descriptions. The bottom of the screen features a keyboard shortcut bar with keys F1 through F12.

💡 Sie können die **Arzneimittelprofile** auch jederzeit unabhängig von Verkaufsvorgängen über das Menü **Beratung** aufrufen.