

Rezepturbestandteile austauschen

Im Rezepturprogramm entsteht mit der Zeit eine beachtliche Bibliothek von Rezepturen, auf die Sie bei Bedarf bequem wieder zurückgreifen können. Dabei kann es vorkommen, dass Sie einen Bestandteil oder ein Gefäß für eine gängige Rezeptur austauschen möchten, ohne die Rezeptur grundsätzlich zu verändern, z. B. bei einem Bezug von einem anderen Hersteller.



Dies ist sowohl bei Vorlagen als auch bei der Herstellung schnell und komfortabel möglich – in diesem Artikel lesen Sie, wie es geht.

Starten Sie das Modul **Rezepturen** wie gewohnt.

Suchen Sie die gewünschte Vorlage oder Herstellung heraus und markieren Sie diese. Öffnen Sie die **Details – F8**.

The screenshot shows the 'Rezepturen verwalten' window. At the top, there is a search bar with 'salicyl' entered and a dropdown menu set to 'EK KOB'. Below the search bar is a table of ingredients with columns for 'Bezeichnung', 'Gesamtmenge', 'Hilfstaxe-VK', 'VK (Ø-EK)', 'VK (Eig. EK)', 'Eig. Preis', 'Datum', 'P', 'H', 'A', and 'Status'. The table lists four ingredients: SALICYLSAEURE FEINES PULV, TRIAMCINOLONUM; SALICYLSAEURE FEINES PULV, VASELINUM ALBUM; SALICYLSAEURE FEINES PULV, VASELINUM ALBUM; and Salicylsäure 5%-Lösung. A summary row for 'Salicylvaseline 10%' is also shown.

Below the table is a 'Details' section with a sub-table for 'Bestandteile' (Ingredients) with columns for 'Bestandteile', 'DAR', 'Packungsgröße', 'PZN', 'Menge', and 'Einheit'. It lists 'ACID SALICYL PULV SUBT', 'VASELINUM ALBUM', and 'KRUCHE MIT DECKEL WEISS KST'. Below this are fields for 'Plausibilitätsfreigabe durch', 'Kunde', 'Arzt', 'Herstellerprotokoll-Nr.', 'Bereitner', 'Herkunft', 'letzte Verwendung', and 'Übernahmepreis'.

At the bottom of the window is a toolbar with buttons for 'Suchen', 'Neu', 'Löschen', 'Subst.-Therapie', 'Preisbasis wechseln', 'Details', 'Drucken', 'Kontakte', 'Verhältnis ändern', and 'An Kasse übergeben', each with a corresponding function key (F2-F12).

Im Reiter **Rezepturdetails** sind alle Bestandteile und Gefäße, die zur Rezeptur gehören, aufgelistet. Das Icon in der ersten Spalte, das den Hilfstaxen-Status des jeweiligen Artikels anzeigt, kann zum Austauschen des Artikels angeklickt werden.

Rezepturen verwalten > Rezeptur aktualisieren

Bezeichnung: Salicylvaseline 10% Gesamtmenge: 50,0000 g Hilfstaxe-VK: 9,21 VK(ÖEK): 8,51 VK(Eigener EK): 8,51

Bearbeiter*: Gärtner, Norbert Erfasst

Arbeitskategorie*: Salbe

Bezeichnung*: Salicylvaseline 10%

Rezepturdetails Zusatz-Info Kontaktzuordnung

Bestandteil	AA/AD	Mengeneingabe	Einheit	Menge g	Menge ml	Preis	Pa
★ ACID SALICYL PULV SUBT	--	5 g	g	5,0000	5,0000	0,48	
★ VASELINUM ALBUM	ad	50 g	g	45,0000	45,0000	0,80	

Gefäß	Packungsgröße	Menge	Einheit	Anz. Etikett	Preis
★ KRUCHE MIT DECKEL WEISS KST	50g	1	St	0	0,46

Qualitätszuschlag: € Rezepturzuschlag: 6,00
 Festzuschlag: € Netto: 7,74
 Gesamtmenge: 50,0000 g 50,0000 ml MwSt.: 1,47
 Eigener Preis: € KOB Hilfstaxe-VK: 9,21 KOB

Strg Speichern Suchen Neu Bestandteil löschen Bestandteil einfügen Preisbasis wechseln Gefäß vorschlagen Drucken Kontakte Verhältnis ändern An Kasse übergeben
 Alt F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Im Beispiel soll die Salicylsäure ausgetauscht werden – klicken Sie also auf das Mörser-Icon in der ersten Spalte, das einen Hilfstaxen-Bestandteil symbolisiert.

Rezepturdetails Zusatz-Info Kontaktzuordnung

Bestandteil	AA/AD	Menge
★ ACID SALICYL PULV SUBT	...	▼
★ VASELINUM ALBUM	ad	

Es öffnet sich das Fenster **Rezepturbestandteil austauschen** bzw. **Gefäß austauschen**. Es werden dabei alle Artikel innerhalb derselben Taxierungsgruppe zum Austausch angeboten. Suchen Sie den gewünschten Artikel aus.

Falls zum Artikel noch kein Umrechnungsfaktor hinterlegt ist, öffnet sich die ein Dialog dazu automatisch beim Bestätigen mit **OK – F12** oder bei Auswahl von **Umrechnung – F5**.

Rezepturbestandteil austauschen

Bezeichnung	DAR	Einheit	PZN
ACID SALICYL PULV SUBT		100g	01700484

Taxierungsgruppe: ACIDUM SALICYLICUM PLV.subt.

Suchbegriff *

nur Lagerartikel

Bezeichnung	Einheit	PZN	Anbieter
SALICYLSAEURE PULVER	1kg	03946120	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE PULVER	5kg	03947438	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE MIKRONISIERT	100g	03948107	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE MIKRONISIERT	250g	03948320	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE MIKRONISIERT	1kg	03948515	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE MIKRONISIERT	5kg	03951799	Caesar & Loretz GmbH
SALICYLSAEURE FEINES PULV	100g	08599203	Euro OTC & Audor Pharma Gr*

Suchen **F2** **Umrechnung** **F5** Artikel-details **F8** OK **F12** Abbrechen **Esc**

Hinterlegen Sie hier den Stoffgehalt des gewählten Artikels in Relation zum Hilfstaxenartikel. Im Beispiel handelt es sich bei beiden Artikeln um die reine Substanz und die gleiche Einheit (Gramm), womit sich der gleiche Stoffgehalt ergibt.

Die abweichende Packungsgröße und damit Substanzmenge pro Packung wird von IXOS berücksichtigt. Bestätigen Sie mit **OK – F12**.

Rezepturbestandteil austauschen

Bezeichnung	DAR	Einheit	PZN
ACID SALICYL PULV SUBT		100g	01700484

Umrechnung zu Hilfstaxeneintrag festlegen

gewählter Artikel		Hilfstaxeneintrag	
Bezeichnung*	SALICYLSAEURE PULVER	Bezeichnung*	ACIDUM SALICYLICUM PL
DAR	PUL	DAR	
PZN	03944598	PZN	01700484
Menge / Einheit*	250 g	Menge / Einheit*	100 g
Dichte	g / ml	Dichte	g / ml
Menge*	250,00000 g	Menge*	
Stoffgehalt des Artikels entspricht*	100,00 % des Hilfstaxeneintrags		

Artikel-details **F8** **OK** **F12** Abbrechen **Esc**

Suchen **F2** **Umrechnung** **F5** Artikel-details **F8** OK **F12** Abbrechen **Esc**

Die Rezeptur enthält nun den neu ausgewählten Bestandteil.
Speichern Sie mit **F1**.

Wählen Sie schließlich aus, ob die geänderte Rezeptur als Kopie gespeichert werden soll oder ob die ursprüngliche Rezeptur durch die geänderte Version ersetzt werden soll.