

Tabellenkonfiguration in der Warenlogistik

Die Anzeige der Informationen in den Reitern der Warenlogistik können Sie nach Ihren Wünschen konfigurieren.


So sehen Sie stets die für Sie wichtigen Informationen – in der von Ihnen festgelegten Spaltenreihenfolge.

Wie das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel.



Öffnen Sie das Modul **Warenlogistik**.

Mit **Einstellungen – Alt+F12** gelangen Sie dort in die Konfiguration.



Es öffnet sich das Fenster **Tabellenkonfiguration**, im Beispiel für den Reiter **Warenkorb**.

Im oberen Bereich sehen Sie die aktuell aktive Konfiguration, z. B. *IXOS-Standard*.

Im Detailbereich sehen Sie unter **Nicht angezeigt** bzw. **Angezeigt** die inaktiven und aktiven Spalten für die markierte Konfiguration.



Der *IXOS-Standard* ist unveränderlich und bleibt Ihnen somit stets als Konfigurationsmöglichkeit erhalten.

Tabellenkonfiguration > Warenkorb

Gültig für	Aktuelle Ansicht	Konfiguration	Aktiv
IXOS-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	IXOS-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
diese Apotheke	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Benutzer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Nicht angezeigt

- vor. Lieferzeit
- Pck. (RX)
- Pck. (SW)
- Pck. (FW)
- Pck. (alle)

Angezeigt

- Sendestatus/Rückmeldung (Icon)
- Bestellabfrage/Handelsspanne (Icon)
- Name
- Gem. Eink./Spätauftr./PEN (Icon, z.T. lize
- Gesperrter Warenkorb/kein MSV3 (Icon)
- Infotext (Icon)
- Abruf
- Bestellschluss
- Tag
- Anlage
- Auftragsart

IXOS-Standard F4 Deaktivieren F5 OK F12 Abbrechen Esc

Um nun eine individuelle Konfiguration vorzunehmen, entscheiden Sie, ob Sie die Konfiguration für die ganze Apotheke, den jeweiligen Arbeitsplatz oder Ihren Benutzer anpassen möchten.

Im Beispiel markieren Sie **diesen Benutzer** und wählen **Aktivieren** – **F5**. Damit wird eine neue Konfiguration angelegt, die nur für Sie gültig ist. Für andere Benutzer gilt dann in diesem Beispiel weiterhin der *IXOS-Standard*.

Tabellenkonfiguration > Warenkorb

Gültig für	Aktuelle Ansicht	Konfiguration	Aktiv
IXOS-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	IXOS-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
diese Apotheke	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Benutzer	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Nicht angezeigt

- vor. Lieferzeit
- Pck. (RX)
- Pck. (SW)
- Pck. (FW)
- Pck. (alle)

Angezeigt


- Sendestatus/Rückmeldung (Icon)
- Bestellabfrage/Handelsspanne (Icon)
- Name
- Gem. Eink./Spätauftr./PEN (Icon, z.T. lize
- Gesperrter Warenkorb/kein MSV3 (Icon)
- Infotext (Icon)
- Abruf
- Bestellschluss
- Tag
- Anlage
- Auftragsart


IXOS-Standard F4 **Aktivieren F5** OK F12 Abbrechen Esc

Die Konfiguration für diesen Benutzer wird nun als **aktiv** angezeigt.

Im Detailbereich können Sie nun Spalten entfernen oder hinzufügen und die Anzeigereihenfolge der Spalten nach Belieben ändern.

Im Beispiel fügen wir die neue Spalte **vor. Lieferzeit** (voraussichtliche Lieferzeit) mit Klick auf den Button  hinzu.



Mit Hilfe des Buttons  lässt sich die Spalte nach oben verschieben, zum Beispiel hinter die Spalte Abruf.



Die neue Ansicht ist nun – für Ihren Benutzer – als **aktuelle Ansicht** gekennzeichnet und mit der Beschreibung **individualisiert** versehen.



Sie können eine individualisierte Ansicht jederzeit wieder **Deaktivieren** – **F5** oder auf den **IXOS-Standard** – **F4** zurücksetzen.

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit **OK** – **F12**.

Tabellenkonfiguration > Warenkorb

Gültig für	Aktuelle Ansicht	Konfiguration	Aktiv
IXOS-Standard	<input type="checkbox"/>	IXOS-Standard	<input checked="" type="checkbox"/>
diese Apotheke	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
diesen Benutzer	<input checked="" type="checkbox"/>	individualisiert	<input checked="" type="checkbox"/>

Nicht angezeigt

- Pck. (RX)
- Pck. (SW)
- Pck. (FW)
- Pck. (alle)

Angezeigt

- Sendestatus/Rückmeldung (Icon)
- Bestellabfrage/Handelsspanne (Icon)
- Name
- Gem. Eink./Spätauftr./PEN (Icon, z.T. lize
- Gesperrter Warenkorb/kein MSV3 (Icon)
- Infotext (Icon)
- Abruf
- vor. Lieferzeit**
- Bestellschluss
- Tag
- Anlage

IXOS-Standard **F4** Deaktivieren **F5** OK **F12** Abbrechen **Esc**

Die neue Spalte **vor. Lieferzeit** wird nun für Ihren Benutzer im Reiter **Warenkorb** angezeigt.



Die voraussichtlichen Lieferzeiten können nur dann angezeigt werden, wenn sie für die jeweiligen Lieferanten in den Kontakten gepflegt sind.

Warenlogistik

Merktzettel Warenkorb Bestellungen Lieferungen Retouren

Name	Abruf	vor. Lieferzeit
GH 1	16:00	03.01.2024 16:15
GH 1	14:45	03.01.2024 15:00
GH 2	14:45	03.01.2024 15:00
GH 1	13:30	03.01.2024 14:15