

Aktuelle Informationen der ABDATA einsehen



Besonders zu neueren Arzneimitteln gibt es häufig aktuelle Informationen – zu pharmazeutischen oder regulatorischen Änderungen, aber auch über neue Erkenntnisse zur Arzneimittelsicherheit. Insbesondere die Meldungen der Arzneimittelkommission (AMK) verdienen im Apothekenalltag besonderes Augenmerk. Über die **Aktuellen Informationen** können Sie alle Meldungen der ABDATA tagaktuell in Ihrem XT System abrufen.

Aktuelle Meldungen zu einem Artikel ansehen

Das rote **i** im Kassenbild oder in der Artikelsuche weist auf das Vorliegen einer aktuellen Meldung – nicht älter als 6 Monate – hin. Sie können die Meldung mit **Info – F6** aufrufen.

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	EK	VK(K5)	Stat.
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,48	220,60 *		
ESMYA 5 MG	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
---- Standardsortierung ----						
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,50	220,60 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	462,09	659,90 *		
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,48	220,60 *		
ESMYA 5 MG	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	449,10	641,30 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,46	220,60 *		
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,47	220,60 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	449,11	641,30 *		
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,48	220,60 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
ESMYA 5MG	TAB	28St N1	154,48	220,60 *		
ESMYA 5MG	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
ESMYA 5MG TABLETTE	TAB	84St ka	449,12	641,30 *		
ESMYA 5MG TABLETTE	TAB	28St N1	154,46	220,60 *		
ESMYA 5MG TABLETTE	TAB	84St ka	449,10	641,30 *		

Bottom menu: ESC, STRG ALT, Speichern (F1), Suchen (F2), Neu (F3), Löschen (F4), Bestellung (F5), **Info (F6)**, ABDA-DB (F7), Artikel-Details (F8), Erweiterte Suche (F9), Festbetrag (F10), Import (F11), Idem (F12)


Sie sehen nun die aktuellste Meldung, hier eine AMK-Meldung, zum betreffenden Arzneimittel. Mit Klick auf die Pfeil-Buttons oder mit den **Bild↑** / **Bild↓** Tasten können Sie auch in älteren vorhandenen Informationen zu diesem Arzneimittel blättern.

Aktuelle Informationen ohne Artikelbezug einsehen

Sie können die **Aktuellen Informationen** über das Menü **Beratung** aufrufen, wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Thema suchen.

Hier haben Sie die Möglichkeit, Suchbegriffe einzugeben und nach Meldungsart sowie Datum zu filtern. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit **Enter**.

Mit Doppelklick auf die Meldung oder **Details – F8** können Sie dann die selektierte Nachricht ansehen.



Pharmatechnik-Apotheke Service: 08151 / 55 09 295

Aktuelle Informationen

Suchbegriff: LEBERSCHAEDEN Datum von: 01.01.2010 bis 22.02.2018
Meldungsart: AMK Meldungen

Suchbegriff	Titel	Meldungsart	Datum
Leberschäden	AMK-Information: Rote-Hand-Brief zu Esmya® (Ulipristalacetat)	AMK Meldungen	20.02.2018
Leberschäden	AMK-Information: BfArM/PRAC: Esmya® (Ulipristalacetat) zur Behandlung...	AMK Meldungen	13.02.2018
Leberschäden	AMK-Information: BfArM/PRAC: Flupirtin-haltige Arzneimittel: Widerruf der...	AMK Meldungen	13.02.2018
Leberschäden	AMK-Information: Rote-Hand-Brief zu Ocaliva® (Obeticholsäure)	AMK Meldungen	13.02.2018
Leberschäden	AMK-Info: EMA: Schwere Leberschäden unter Esmya® (Ulipristalacetat)	AMK Meldungen	05.12.2017
Leberschäden	AMK-Information: Rote-Hand-Brief zu Zinbryta® (Daclizumab)	AMK Meldungen	27.11.2017
Leberschäden	AMK-Information: EMA/CHMP: Zusätzliche Anwendungsbeschränkungen...	AMK Meldungen	14.11.2017
Leberschäden	AMK-Information: EMA: Erneut europäisches Risikobewertungsverfahren zu...	AMK Meldungen	30.10.2017
Leberschäden	AMK-Information: PRAC/EMA: Risiko schwerer Leberschädigungen:	AMK Meldungen	11.07.2017
Leberschäden	AMK-Information: PEI: Europäisches Risikobewertungsverfahren bezüglich...	AMK Meldungen	27.06.2017
Leberschäden	AMK-Information: BfArM warnt erneut vor Rotem Reis mit dem...	AMK Meldungen	01.03.2016
Leberschäden	AMK-Info: Informationen der Institutionen und Behörden: Abschluss des...	AMK Meldungen	18.01.2016
Leberschäden	AMK-Info: Informationen der Institutionen und Behörden: Abschluss des...	AMK Meldungen	01.04.2014
Leberschäden	AMK-Info: Informationsbrief zu Leberschäden unter Agomelatin	AMK Meldungen	15.10.2013
Leberschäden	AMK-Information: Aktuelle PRAC-Empfehlungen zu...	AMK Meldungen	02.07.2013
Leberschäden	AMK-Information: Rote-Hand-Brief: Leberschäden unter Samsca® (Tolvaptan)	AMK Meldungen	27.05.2013

Quelle der Daten: ABDATA Pharma-Daten-Service
Alle Rechte bei der Werbe- und Vertriebsgesellschaft Deutscher Apotheker mbH
Weitergehende Nutzung unzulässig

ESC STRG ALT F1 Suchen F2 Update abholen F6 Details F8 Drucken F9 F10 F11



Aktuelle Informationen > Meldungen anzeigen

Meldungsart	Datum
AMK Meldungen	13.02.2018

Aktuelle Info

AMK Meldungen 13.02.2018
AMK-Information: BfArM/PRAC: Flupirtin-haltige Arzneimittel: Widerruf der...

...Zulassung empfohlen

Der PRAC hat den Widerruf der Zulassung Flupirtin-haltiger Arzneimittel empfohlen, nachdem die Bewertung vorhandener Studienergebnisse und verfügbarer Daten zu Nutzen und Risiken aus klinischen Prüfungen sowie Fallberichten ergab, dass trotz der bislang eingeführten risikominimierenden Maßnahmen aus dem Jahr 2013, weiterhin Fälle schwerwiegender Leberschäden, einschließlich Lebersversagen, auftraten. Die AMK berichtete bereits über den Start des Verfahrens (siehe auch Aktuelle Info vom 30.10.2017 oder Pharm. Ztg. 2017 Nr. 44, Seite 97).

Die Empfehlung wird nun an den CMDh weitergeleitet, der dann eine abschließende Stellungnahme für die betroffenen EU-Mitgliedsstaaten abgeben wird. ApothekerInnen sollen beachten, dass die Zulassungen Flupirtin-haltiger Arzneimittel noch nicht widerrufen wurden. Weitere Informationen über zu treffende Maßnahmen für Gesundheitsberufe werden folgen, sobald die Entscheidung des CMDh getroffen wurde.

Die AMK bittet ApothekerInnen, Patienten, die Fragen aufgrund der Empfehlung des PRAC zu ihrer Flupirtin-haltigen Medikation haben, angemessen zu beraten.

Quellen
EMA; PRAC recommends that the marketing authorisation of the painkiller flupirtine be withdrawn.
www.ema.europa.eu -> Find medicine -> Human medicines -> Referrals (Zugriff am 12. Februar 2018)

So können Sie tagaktuelle Nachrichten der Bundesinstitute, aber auch Informationen, die schon mehrere Jahre zurückliegen, jederzeit auffinden und nachlesen.