

Kundenbezogene Interaktionen dokumentieren



Ein wichtiger Beratungsschwerpunkt in der Apotheke ist das Prüfen und Einschätzen von Interaktionen zwischen den verordneten Arzneimitteln. Wenn Sie das kundenbezogene Interaktionsrisiko mit dem Arzt und dem Patienten abgeklärt haben, können Sie für zukünftige Verkaufsvorgänge die Interaktionswarnung deaktivieren. Bei einem erneuten Abverkauf blinkt diese nun grün. Sie legen dazu eine Dokumentation mit Begründung und ggf. dem Ablaufdatum dieser Sperrfrist (beispielsweise bei einer temporären Erkrankung) an.

Öffnen Sie in einem kundenbezogenen Verkaufsvorgang die **Interaktionsmeldung**.

Pharmatechnik-Apothek

Service: 08151 / 55 09 295

Bed + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | **Bed. 4** | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Online | Normal 0,00 € | Rezept 15,00 € | Privat 0,00 € | Total 15,00 €

13:30:32
Kasse 2

Kunde Herr Max Mustermann, München Geb. 02.01.1970 (46J) KK DAK-Gesundheit
IK 100967997

| Na | Be | Bezeichnung | Dar | Einheit | Mg | VK | ZuMehr | Kunde |
|----|----|--------------------------|-----|---------|----|-------|--------|-------|
| | | Bisoprolol 1a Pharma 2.! | Fta | 100St | 1 | 12,80 | 5,00 | 5,00 |
| | | Budes Nasenspr 64ug/s† | Nds | 2X10ml | 1 | 25,19 | 5,00 | 5,00 |
| | | Diclofenac Ratio 25mg | Tmr | 50St | 1 | 12,39 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

Zwischensumme: 15,00 €

Oral: 3 x tgl. 50 mg, Retardformen bis 150 mg/d
 Rektal: 50-150 mg/d
 Berechnet als Diclofenac-Natrium
 Selbstmedikation: Initial 25 mg, danach im Abstand von 4-6 h 12,5-25 mg,
 TMD 75 mg Diclofenac-Kalium, max. 4 d

Rezept 1/3

Rohertag: 8,57 | Festpreis: 12,70 | PZN: 02755754

ESC | STRG ALT | Suchen F1 | Rezepturen F4 | Bestellung F5 | Stückelung F6 | Artikelinfo ABDA-DB F7 | Risiko-Check F8 | Packzettel F9 | Faktura F10 | Kalkulation F12

Markieren Sie die entsprechende Interaktion und wählen Sie die Funktion **F11 Warnung bearbeiten**.

Pharmatechnik-Apothek

Service: 08151 / 55 09 295

Bed + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | **Bed. 4** | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Kasse → Liste der Interaktionen (kundenbezogen)

| Name | Vorname | Geburtsdatum | Geschlecht |
|------------|---------|--------------|------------|
| Mustermann | Max | 02. 01. 1970 | männlich |

1 Treffer gefunden

| Interaktionsgruppe 1 | Klassifikation | Interaktionsgruppe 2 | Ri |
|---|---|---|-------------------------------------|
| Beta-Blocker BISOPROLOL 1A PHARMA 2.5MG FTA auslös. Stoff Bisoprolol | Bei Risikofaktor Überwachung/Anpassung | Antiphlogistika, nicht-steroidale DICLOFENAC RATIO 25MG TMR 50St Diclofenac | <input checked="" type="checkbox"/> |

Kurzinfo | Maßn. | Monogr. kompl. | Effekt | Mechanismus | Kommentar | Lit. | Bearbeitung | Betr. FAM | Betr. Stoffe

Klassifikation: In bestimmten Fällen Überwachung bzw. Anpassung nötig

Effekt: Verminderte blutdrucksenkende Wirkung möglich

Typ: Pharmakodynamische Interaktion
wahrscheinlich/nicht vollständig geklärt

Mechanismus: Antagonistische Effekte auf den Blutdruck

ESC | STRG ALT | Übersicht (F1) | Alter (F2) | Geschlecht (F3) | Erkrankung (F4) | Allergien (F5) | Interaktion (F6) | Interaktion Nahrungsm. (F7) | Vergleichs-suche (F8) | Drucken (F9) | Filter (F10) | **Warnung bearbeiten (F11)**

Das Fenster **Dokumentation der Interaktion anlegen** öffnet sich.

Tragen Sie nun eine Begründung unter Protokoll ein. Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit **F12 OK**.

Dokumentation - Änderung der Risiko Anzeige auf aktiv/inaktiv

| Datum | Uhrzeit | Mitarbeiter | Änderung | Betreff |
|--------------|---------|-------------|----------|---|
| 02. 06. 2016 | 13: 39 | Bed. 1 | inaktiv | Bei Risikofaktor Überwachung/Anpassung: Bisoprolol ↔ Diclofenac |

Betreff: Bei Risikofaktor Überwachung/Anpassung
Beta-Blocker - BISOPROLOL 1A PHARMA 2.5MG FTA 100St - Bisoprolol
Antiphlogistika, nicht-steroidale - DICLOFENAC RATIO 25MG TMR 50St - Diclofenac

Protokoll: Kurzfristige Einnahme von Diclofenac aufgrund von akuten Rückenschmerzen. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt überwacht der Patient täglich seinen Blutdruck mit dem Messgerät.

Alle Warnungen (F5) | OK (F12) | Abbrechen (Esc)

Damit haben Sie die Interaktionswarnung für diese Interaktion deaktiviert. Sie wird zukünftig in einem Verkaufsvorgang mit diesem Kunden und diesen Wirkstoffen grün blinkend angezeigt.

Pharmatechnik-Apothek

Service: 08151 / 55 09 295

Bed + 10 | Bed. 1 | Bed. 2 | Bed. 3 | Bed. 4 | Bed. 5 | Bed. 6 | Bed. 7 | Bed. 8 | Bed. 9 | Bed. 10

Online | Normal 0,00 € | Rezept 5,00 € | Privat 0,00 € | Total 5,00 €

Kunde Herr Max Mustermann, München Geb. 02.01.1970 (46J) KK DAK-Gesundheit IK 100967997

| Na | Be | Bezeichnung | Dar | Einheit | Mg | VK | ZuMehr | Kunde |
|----|----|--------------------------|-----|---------|----|-------|--------|-------|
| | | Bisoprolol-Rat 2.5mg Tal | Tab | 100St | 1 | 12,80 | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | 0,00 | | 0,00 |

Zwischensumme: 5,00 €

1 x tgl. 1,25-10 (max. 20) mg Bisoprololfumarat, ein- u. ausschleichend

Vitamin E | Omega-3-Fettsäuren | Tipp: Messungen | Ernährung bei Hypertonie

Rohertag: 8.58 | Festpreis: 12,80 | PZN: 10330075

ESC | STRG ALT | Suchen | Rezepturen | Bestellung | Stückelung | Artikelinfo ABDA-DB | Risiko-Check | Packzettel | Faktura | Kalkulation

In der Gesundheitskarte des Kunden im Navigationseintrag Risiken-Anzeige ist die Dokumentation der Interaktion ebenfalls nachzuvollziehen bzw. mit **F11** zu bearbeiten.

Gesundheitskarte | Altenheim/Station 1

Nummer 00000007 | Vorname Max | Nachname Mustermann | PLZ 80333 | Ort München | Geburtsdatum 02.01.1970

Dokumentation - Änderung der Risiko Anzeige auf aktiv/inaktiv

| Datum | Uhrzeit | Mitarbeiter | Änderung | Betreff |
|------------|---------|-------------|----------|---|
| 02.06.2016 | 13:39 | Bed. 1 | inaktiv | Bei Risikofaktor Überwachung/Anpassung: Bisoprolol ↔ Diclofer |

Betreff: Bei Risikofaktor Überwachung/Anpassung
Beta-Blocker - BISOPROLOL 1A PHARMA 2.5MG FTA 100St - Bisoprolol
Antiphlogistika, nicht-steroidale - DICLOFENAC RATIO 25MG TMR 50St - Diclofenac

Protokoll: Kurzfristige Einnahme von Diclofenac aufgrund von akuten Rückenschmerzen. Nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt überwacht der Patient täglich seinen Blutdruck mit dem Messgerät.

Risiken Anzeige

Warnung aktivieren F11

ESC | STRG ALT | Speichern | F1-F12 | Adress-Verwaltung F12