


Neuen Bediener anlegen



Wann haben Sie zuletzt einen neuen Mitarbeiter in Ihrem Team begrüßen können? Wenn Sie Ihr Team erweitern, soll der neue Kollege natürlich auch als Bediener in der Kasse angelegt werden.

Wie Sie das schnell und einfach erledigen, zeigen wir Ihnen hier.

Im Menü **Systempflege** finden Sie die **Einstellungen / Variablen**.



In der Navigationsleiste links wählen Sie den Eintrag **Bediener & Kennwörter** aus.



Mit **Neu – F3** legen Sie einen neuen Bediener an.

Bediener & Kennwörter Verwaltung

Bedienerpflege

Nur aktive Mitarbeiter

Bediener

Aktiv	Mitarbeiter-Nr.	Name	Vorname	Bed-Nr	Bediener	Bontext	Passwort	KC
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schmidt	Michaela	1	Team	Ihr Apo Team	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Ulreich	Hanna	2	Bed. 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Müller	Stefan	3	Bed. 3		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Hofer	Tanja	4	Bed. 4		
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Welke	Lisa	5	Bed. 5		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Meier	Maya	6	Bed. 6		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Johansson	Susann	7	Bed. 7		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	García	Alvaro	8	Bed. 8		
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Weisel	Thomas	9	Bed. 9		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Kaminski	Elena	10	Bed. 10		

ESC STRG ALT Speichern F1 **Neu F3** Löschen F4 F5 Fingerprint Zuordnung F6 F7

Es öffnet sich eine neue Zeile zum Eintragen von Name, Vorname, Bedienernummer, Bediener und Bontext. Tragen Sie die entsprechenden Daten ein und **speichern** Sie diese anschließend mit **F1**.

Bediener & Kennwörter Verwaltung

Bedienerpflege

Nur aktive Mitarbeiter

Bediener

Aktiv	Mitarbeiter-Nr.	Name	Vorname	Bed-Nr	Bediener	Bontext	Passwort	KC
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schmidt	Michaela	1	Team	Ihr Apo Team	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Ulreich	Hanna	2	Bed. 2		
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Müller	Stefan	3	Bed. 3		
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Hofer	Tanja	4	Bed. 4		
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Welke	Lisa	5	Bed. 5		
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Meier	Maya	6	Bed. 6		
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Johansson	Susann	7	Bed. 7		
<input checked="" type="checkbox"/>	8	García	Alvaro	8	Bed. 8		
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Weisel	Thomas	9	Bed. 9		
<input checked="" type="checkbox"/>	11	Kaminski	Elena	10	Bed. 10		
<input checked="" type="checkbox"/>	0							

ESC STRG ALT Speichern F1 **Neu F3** Löschen F4 F5 Fingerprint Zuordnung F6 F7



Damit der neue Bediener an der Kasse angezeigt wird, muss das Kassensprogramm neu gestartet werden.