



Warenwirtschafts-Update V76.20.15

Inhalt

| | |
|---|----------|
| XT-DATENKASSE | 1 |
| SECURPHARM: AUSBUCHEN ZURÜCKSTELLEN | 1 |
| XT-EINSTELLUNGEN/VARIABLEN | 3 |
| INTERNATIONALER FRAUENTAG AM 08.03 - NEUER REGIONALER FEIERTAG IN BERLIN | 3 |

XT-Datenkasse

securPharm: Ausbuchen zurückstellen

Wenn im Verkauf beispielsweise bei einer telefonischen Bestellung Lagerartikel enthalten sind, können Sie ab dieser Version das automatische Ausbuchen unterdrücken (sofern der DataMatrix-Code beim Erfassen gescannt wurde), bzw. das Gegenscan-Fenster für später zurückstellen, so dass bei der Abgabe an den Kunden die Packungen gescannt und ausgebucht werden.

Diese Möglichkeit besteht bei **Abholungen, Krediten** und **Rückstellungen** (wenn die Rückstellnummer im Verkauf erfasst wird).

Funktion ‚Später scannen‘

Sie können im Verkauf die Funktionstaste **Später scannen–Alt+F7** wählen.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| ESC | ALT | Subtotal Alt+F2 | Total Alt+F3 | Preisinfo Alt+F4 | Offline Alt+F5 | Vorgang Alt+F6 | Später Scannen Alt+F7 | Alt+F8 | Kassen- abschluß Alt+F9 | Alt+F10 | eGK.VO- Übersicht Alt+F11 | Fremd Währung Alt+F12 |
|-----|-----|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------------|-----------------------------|



Haben Sie im Verkauf nicht gescannt und das Gegenscan-Fenster öffnet sich, wird Ihnen mit dem Funktionsbutton **Später scannen-F7** ebenfalls die Möglichkeit angeboten, den Scanvorgang und damit das Ausbuchen (Deaktivierung) der Packung zurückzustellen.

Artikel gegenscannen

Scancode


| Artikelbezeichnung | DAR | Einheit | PZN | abzugeben | gescannt |
|--------------------------|-----|---------|----------|-----------|----------|
| ABILIFY 10MG SCHMELZTABL | | | 11876652 | 1 | 0 |

| Status | Seriennummer | Charge | Verfall | Menge |
|--------|--------------|--------|---------|-------|
| | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| securPharm manuell F3 | Packung entfernen F4 | Artikel umgehen F5 | Alle umgehen F6 | Später scannen F7 | Abbrechen Esc |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|

Beispiel: neuer Funktionsbutton ‚Später scannen-F7‘

Wenn im Verkauf keine **Abholung** oder **Rückstellung** vorhanden ist, bekommen Sie folgenden Hinweis eingeblendet:




Beispiel: Hinweis

Beim Auflösen einer **Abholung**, eines **Kredits** oder einer **Rückstellung** öffnet sich das Gegenscan-Fenster, die Packungen können gescannt und somit verifiziert und deaktiviert werden.

In der **securPharm Verwaltung** werden eine Packungszeile und eine entsprechende Protokollzeile zur Packung erzeugt.

Wenn Sie eine Packung mit **Später scannen-F7/Später scannen-Alt+F7** zurückgestellt haben, wird eine Packungszeile mit allen Daten erzeugt, in der der Status der Server-Rückmeldung angezeigt wird:



Beim späteren Auflösen des Vorgangs und Ausbuchen ergänzt sich bei den Details die Abgabezeile. In der Packungszeile wechselt der Status auf **Abgegeben (selbst)**.

XT-Einstellungen/Variablen

Internationaler Frauentag am 08.03. - Neuer regionaler Feiertag in Berlin

Unter **Einstellungen/Variablen-Firmenstamm-Öffnungszeiten** ist für den Kammerbezirk Berlin der **Internationale Frauentag am 08.03.** als regionaler Feiertag gelistet.

Firmenstamm

Öffnungszeiten

Stammdaten

Finanzen

Öffnungszeiten

Internet Impressum

securPharm

| Regelöffnungszeiten | Montag | 08:00 | - 12:00 | 13:00 | - 19:00 | Bundeseinheitliche Feiertage |
|---------------------|------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|------------------------------|
| Dienstag | 08:00 | - 12:00 | 13:00 | - 19:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.01. Neujahr |
| Mittwoch | 08:00 | - 12:00 | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 19.04. Karfreitag |
| Donnerstag | 08:00 | - 12:00 | 13:00 | - 19:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 22.04. Ostermontag |
| Freitag | 08:00 | - 12:00 | 13:00 | - 19:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 01.05. Tag der Arbeit |
| Samstag | 08:00 | - 12:00 | 13:00 | - 15:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 30.05. Christi Himmelfahrt |
| Sonn-/Feiertag | - | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 10.06. Pfingstmontag |
| Rosenmontag | keine Abw. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 03.10. Deutsche Einheit |
| Faschingsdienstag | keine Abw. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 25.12. 1. Weihnachtstag |
| Heiligabend | keine Abw. | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 26.12. 2. Weihnachtstag |
| Silvester | keine Abw. | | | | | |

| Gesetzliche Öffnungszeiten (Für die NOCTU Automatik) | Montag | - 20:00 |
|--|---------|---------|
| Dienstag | - 20:00 | |
| Mittwoch | - 20:00 | |
| Donnerstag | - 20:00 | |
| Freitag | - 20:00 | |
| Samstag | - 20:00 | |
| Heiligabend/Silvester | - 14:00 | |

| Regionale Feiertage |
|--|
| <input type="checkbox"/> 06.01. Hl. 3 Könige |
| <input checked="" type="checkbox"/> 08.03. Internationaler Frauentag |
| <input type="checkbox"/> 20.06. Fronleichnam |
| <input type="checkbox"/> 15.08. Maria Himmelfahrt |
| <input checked="" type="checkbox"/> 31.10. Reformationstag |
| <input type="checkbox"/> 01.11. Allerheiligen |
| <input type="checkbox"/> 20.11. Buß- und Bettag |

ESC STRG ALT Speichern F1 F12

Beispiel: ‚Internationaler Frauentag‘ als neuer regionaler Feiertag im Kammerbezirk Berlin