



Warenwirtschafts-Update V76.40.0

Inhalt

XT-LIEFERUNGEN ANZEIGEN	1
MSV3 V2: NEUE OPTION ‚LAVISBELEG‘	1
EREZEPTVERWALTUNG	3
FUNKTION ‚ORIGINAL LADEN-F10‘ NICHT MEHR VERFÜGBAR	3
XT-INVENTUR	3
SUCHFUNKTION NACH NAMEN UND PZN MÖGLICH.....	3

XT-Lieferungen anzeigen

MSV3 V2: Neue Option ‚LavisBeleg‘

Es gibt Großhändler, die 2 Arten von Lieferscheinen ausgeben:

- Der Lieferschein wird vom Großhändler in Papierform mit der Ware an den Kunden (Apotheke) ausgeliefert.
- Der Lieferschein wird im Lieferavis als PDF-Format mitgeliefert und kann vom Kunden (Apotheke) ausgedruckt und archiviert werden.

Bisher war es nur möglich, das PDF-Dokument aus dem Lieferavis im Wareneingang zu drucken.

Ab dieser Version ist das nachträgliche Drucken des gespeicherten PDF-Dokuments zum Lieferschein möglich.

Dazu gehen Sie wie folgt vor: Sie öffnen das Programm **Lieferungen anzeigen**.

Sie unterlegen den entsprechenden Lieferanten und bestätigen diesen. Dann unterlegen Sie die Lieferung und wählen die Option **LavisBeleg** aus.

Suche nach Lieferant	Typ	Ab Datum	Bis	Rech-Nr
*	Lief-Dat	00.00.0000	00.00.0000	

Lfn	LNr	Lieferantennamen	Lief-Dat	Rech-Nr.	AA	Pos.	Ab-/Auf	Summe-Ek	Buch-Ek
1	15	V2T14REF.IMPLEM	19.01.18	63779		3	0,00	167,57	167,57
2	15	V2T14REF.IMPLEM	19.01.18	713792		3	0,00	105,19	105,19
3	15	V2T14REF.IMPLEM	27.06.17	kön		1	0,00	2,34	2,34
4	15	V2T14REF.IMPLEM	27.06.17	dfg		1	0,00	2,34	2,34


LNr	Lieferantennamen	Ges. Ab-/Auf	Ges.-Ek	Buch-Ek
15	V2T14REF.IMPLEMENTIE		277,44	277,44

LieferAvis-Beleg - falls vorhanden - Anzeigen/Drucken.

ESC Zurück (F1) Suchen (F2) F4 Hilfe (F10)

Beispiel: LavisBeleg

Existiert zu der Lieferung kein PDF-Dokument, wird Ihnen beim Bestätigen der Option **LAvisBeleg** folgende Meldung angezeigt:



Beispiel: Meldung

Abhängig von der Druckereinstellung bekommen Sie, nach Bestätigung der Option **LAvisBeleg**, ggf. eine Druckvorschau des LAvis angezeigt, die Sie dann entweder mit **OK-F12** bestätigen oder mit **Esc** abrechen können.

eRezeptverwaltung

Funktion ‚Original laden-F10‘ nicht mehr verfügbar

Bisher hatten Sie im Programm **eRezeptverwaltung** die Möglichkeit, das Originalbild zu einem Rezept, das im Rechenzentrum erfasst wurde, zu laden. Diese Funktion steht nicht mehr zur Verfügung.

Sie können sich aber das Originalbild online über **ApoOnline** des **DRZ** (Digitales Rezept Zentrum) bis zu 24 Monate zurück anzeigen lassen.

XT-Inventur

Suchfunktion nach Namen und PZN möglich

In der Listenbearbeitung kann ab dieser Version mit dem Funktionsbutton **Suchen-F2** nach Namen und PZN gesucht werden (Buchstaben und Ziffern). Diese Funktion ist im Bearbeitungsmodus sichtbar.

Dies gilt bei der **Permanentern Inventur** für die Zählerliste und bei der **Jahresinventur** für die Inventurliste.

Suche in der **Jahresinventur**:

Bezeichnung	Inventurdatum	Anlage	Anz.Artikel	Anz.Packungen	Lagerwert
Inventur_25032019	25.03.2019	25.03.2019 14:44	25	46	1815,82

Alle Artikel (25)	Artikel ohne Menge (17)	AV.Artikel (3)	Unverk. Artikel (24)	Schwer verk. Artikel (25)			
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Menge	Lagerwert
ASPIRIN	TAB	20St	03808873	POS	2,43	0	0,00
ASS 100 HEXAL	TAB	100St	07402210	POS	2,10	0	0,00
ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St	07688092	POS	1,07	1	1,07
ATACAND 8MG	TAB	98St	04397595	POS	42,84	1	42,84
ATORVASTATIN 1A PHAR 40MG	FTA	50St	07752950	POS	4,97	19	94,43
AZITHROMYCIN ARISTO 500MG	FTA	3St	01347438	POS	2,76	0	0,00
BD MICROFINE ULTRA 5MM	KAN	100St	09372861	POS	22,00	0	0,00
BISOPROLOL 5MG AAA PHARMA	FTA	50St	02343833	POS	2,08	0	0,00
COLOPLAST ASSURA URO 1754	BEU	20St	03982802	POS	72,85	0	0,00
FENISTIL	UTA	50St	03293451	POS	6,52	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04959596	POS	2,98	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04982451	POS	3,31	0	0,00
FENISTIL DRAGEES	UTA	50St	10793332	POS	7,27	0	0,00
FLUTIDE 125UG 120HUB	DOS	2St	07533159	POS	29,98	0	0,00
GELOMYRTOL FORTE	WKM	20St	01479157	POS	5,70	17	96,90
METOPROLOLAL 50	TAB	100St	04751559	POS	1,81	2	3,62
MICROLET LANZETTEN FARBIG	LAN	200St	06681206	POS	15,27	0	0,00
NOVALGIN	AMP	5x2ml	04527098	POS	3,85	1	3,85
NOVALGIN	FTA	20St	00731583	POS	5,59	0	0,00
ORTHOMOL IMMUN TRINKFLAE	TRA	30St	01319991	POS	41,91	0	0,00
SIMVASTATIN 20MG	FTA	100St	09900722	POS	5,11	1	5,11
SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG	FTA	100St	01970060	POS	6,09	0	0,00
SIMVASTATIN 1A PHARMA 80MG	FTA	100St	02918297	POS	21,21	0	0,00
THALIDOMIDE CELGENE 50MG	HKP	28St	01223216	POS	392,00	4	1568,00
VOLKHY NUTRIEVIDIA LIIPPENPEL	DAI	15ml	01947704	DOS	7,99	0	0,00

ESC	STRG ALT	F1	Suchen	F2	Artikel neu erfassen	F3	Löschen	F4	Bestände bearbeiten	F5	EK bearbeiten	F6	Artikel Details	F8	Drucken	F9	Status	F10	Bestände ersetzen	F11	F12
-----	----------	----	--------	----	----------------------	----	---------	----	---------------------	----	---------------	----	-----------------	----	---------	----	--------	-----	-------------------	-----	-----

Beispiel: Suchfunktion F2 in der Jahresinventur

Nach Auslösen von **Suchen-F2** können Sie entweder die entsprechende PZN oder den Artikelnamen in das Feld **Artikelbezeichnung** eingeben und mit **Enter** bestätigen.

The screenshot shows the 'Inventur - Jahresinventur - Inventurdetails - Inventurliste und Fehlerlisten' window. A search dialog box is open, displaying the search results for 'FENISTIL' (PZN 8293451). The dialog box includes a search field with the PZN '8293451', a list of search results, and buttons for 'Suchen F2', 'OK F12', and 'Abbrechen Esc'.

Bezeichnung	Inventurdatum	Anlage	Anz.Artikel	Anz.Packungen	Lagerwert
FENISTIL	UTA	50St N2	6,52	12,19	1815,82

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	EK	VK	Stat.
FENISTIL	UTA	50St N2		6,52	12,19	F 0 b

Beispiel: Suche mit PZN

Es wird die Artikelauswahl der **Artikelverwaltung** geöffnet.

Bezeichnung	Inventurdatum	Anlage	Anz.Artikel	Anz.Packungen	Lagerwert	
Inventur_25032019 25.03.2019 25.03.2019 14:44 25 46 1815,82						
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	NP	EK	VK	Stat.
FENISTIL	UTA	20St N1		3,37	6,50	F + b 1
FENISTIL	UTA	50St N2		7,31	13,65	F
FENISTIL	UTA	100St N3		14,10	23,99	F
FENISTIL	UTA	10X50St		0,00	0,00	
FENISTIL	UTA	50St N2		6,29	11,76	F + b
FENISTIL	UTA	100St N3		11,93	21,02	F
FENISTIL	TRO	20ml N2		3,08	5,94	F
FENISTIL	UTA	20St N1		3,00	5,78	F + b 2
FENISTIL	UTA	50St N2		6,52	12,19	F 0 b
FENISTIL	UTA	100St N3		11,54	20,33	F

Beispiel: Artikelverwaltung

Sie unterlegen Ihren entsprechenden Artikel und bestätigen mit **OK-F12**. In der Inventurliste wird der gefundene Artikel markiert unterlegt angezeigt.

Bezeichnung	Inventurdatum	Anlage	Anz.Artikel	Anz.Packungen	Lagerwert		
Inventur_25032019 25.03.2019 25.03.2019 14:44 25 46 1815,82							
Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Menge	Lagerwert
ASPIRIN	TAB	20St	03806873	POS	2,43	0	0,00
ASS 100 HEXAL	TAB	100St	07402210	POS	2,10	0	0,00
ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St	07688092	POS	1,07	1	1,07
ATACAND 8MG	TAB	98St	04397595	POS	42,84	1	42,84
ATORVASTATIN 1A PHAR 40MG	FTA	50St	07762950	POS	4,97	19	94,43
AZITHROMYCIN ARISTO 500MG	FTA	3St	01347438	POS	2,76	0	0,00
BD MICROFINE ULTRA 5MM	KAN	100St	09372861	POS	22,00	0	0,00
BISOPROLOL 5MG AAA PHARMA	FTA	50St	02343833	POS	2,08	0	0,00
COLOPLAST ASSURA URO 1754	BEU	20St	03982802	POS	72,85	0	0,00
FENISTIL	UTA	50St	03293451	POS	6,52	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04959596	POS	2,98	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04882451	POS	3,31	0	0,00
FENISTIL DRAGEES	UTA	50St	10793332	POS	7,27	0	0,00
FLUTIDE 125UG 120HUB	DOS	2St	07533159	POS	29,98	0	0,00
GELOMYRTOL FORTE	WKM	20St	01479157	POS	5,70	17	96,90
METOPROLOLAL 50	TAB	100St	04751559	POS	1,81	2	3,62
MICROLET LANZETTEN FARBIG	LAN	200St	06691206	POS	15,27	0	0,00
NOVALGIN	AMP	5X2ml	04527098	POS	3,85	1	3,85
NOVALGIN	FTA	20St	00731583	POS	5,59	0	0,00
ORTHOMOL IMMUN TRINKFLAE	TRA	30St	01319991	POS	41,91	0	0,00
SIMVAARISTO 20MG	FTA	100St	09900722	POS	5,11	1	5,11
SIMVASTATIN 1A PHARMA 20MG	FTA	100St	01970060	POS	6,09	0	0,00
SIMVASTATIN 1A PHARMA 80MG	FTA	100St	02918297	POS	21,21	0	0,00
THALIDOMIDE CELGENE 50MG	HKP	28St	01223216	POS	392,00	4	1568,00
VICHY MITTELWEGE LIPPENPEL	BAI	15ml	01847204	POS	7,92	0	0,00

Beispiel: Treffer in der Inventurliste

In der **Permanente Inventur** suchen Sie in der Zählliste.

Inventur - Permanente Inventur - In Bearbeitung - Zählliste

Service: 08151 / 55 09 295

Datum	Preisbasis	Anz.Artikel	Anz.Packungen	Lagerwert
26.03.2019	Durchschnitts-Ek	20	41	300,13

Artikelbezeichnung	DAR	Einheit	PZN	Status	EK	Bestand	Nachmg	Lagerwert
ASPIRIN	TAB	20St	03806873	POS	2,43	0	6	0,00
ASS 100 HEXAL	TAB	100St	07402210	POS	2,10	0 *	0	0,00
ASS 100MG HEUMANN	TAB	50St	07688092	POS	1,07	1	0	1,07
ATACAND 8MG	TAB	98St	04397595	POS	42,84	1	1	42,84
ATORVASTATIN 1A PHAR 40MG	FTA	50St	07752950	POS	4,97	19	0	94,43
AZITHROMYCIN ARISTO 500MG	FTA	3St	01347438	POS	2,76	0	0	0,00
BD MICROFINE ULTRA 5MM	KAN	100St	09372861	POS	22,00	0	0	0,00
BISOPROLOL 5MG AAA PHARMA	FTA	50St	02343833	POS	2,08	0	0	0,00
COLOPLAST ASSURA URO 1754	BEU	20St	03982802	POS	72,85	0	0	0,00
FENISTIL	UTA	50St	03293451	POS	6,52	0	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04959596	POS	2,98	0	0	0,00
FENISTIL	UTA	20St	04882451	POS	3,31	0	0	0,00
FENISTIL DRAGEES	UTA	50St	10793332	POS	7,27	0	0	0,00
FLUTIDE 125UG 120HUB	DOS	2St	07533159	POS	29,98	0	0	0,00
GELOMYRTOL FORTE	WKM	20St	01479157	POS	5,70	17 *	0	96,90
METOPROLOLAL 50	TAB	100St	04751559	POS	1,81	2	0	3,62
MICROLET LANZETTEN FARBIG	LAN	200St	06691206	POS	15,27	0	0	0,00
NOVALGIN	AMP	5X2ml	04527098	POS	3,85	1	0	3,85
NOVALGIN	FTA	20St	00731583	POS	5,59	0	0	0,00

Artikeldetails

Verfall	Bestand	Lagerort	Übervorrat 1	Übervorrat 2
12.2069				

ESC STRG ALT Speichern F1 **Suchen** F2 F3 F4 F5 F6 F7 Artikel-Details F8 Drucken F9 F10 F11 F12

Beispiel: Permanente Inventur-Zählliste

Auch hier starten Sie die Suche über die Funktionstaste **Suchen–F2**. Der Ablauf der Suche nach PZN oder Artikelnamen funktioniert wie oben unter **Jahresinventur** beschrieben.