



Export individueller QR-Code als Datei

Für Ihre individuellen Werbemittel



Sie nutzen IXOS sowie die App „Meine Apotheke“?

Dann steht Ihnen ein apothekenindividueller QR-Code zur Verfügung. Mit diesem kann sich Ihr Kunde einfach und schnell mit Ihrer Apotheke verbinden. Scant er Ihren individuellen QR-Code, gelangt er im App-Store auf die Downloadseite der App „Meine Apotheke“. Nach Abschluss des Downloads ist Ihr Kunde direkt mit Ihrer Apotheke verbunden.



Damit Sie die App mit Ihrem eigenen, individuellen Code auf Flyern etc. bewerben können, ist es möglich, den QR-Code aus IXOS heraus als Datei zu exportieren.

Das geht ganz einfach direkt in IXOS unter

1. Systempflege
2. Firmenstamm
3. Connect
4. F12 QR-Code exportieren,

dann den gewünschten Speicherort wählen.